

Программирование и настройка

Настройка слухового аппарата **AMP** может выполняться с помощью бесплатного приложения для iPhone, iPod Touch и iPad, а также использоваться со стандартными настройками, которые можно регулировать с помощью специального ключа, входящего в комплект.

Процесс программирования аппарата **AMP** предельно прост. Он осуществляется без проводов, без дополнительной установки специального программного обеспечения и даже онлайн.

Надежность продукции

У уникальных слуховых аппаратов **AMP**, не имеющих аналогов по функционалу и способам программирования, есть и еще одно немаловажное достоинство — их составляющие. Это суперпрочные корпус и силиконовые вкладыши с внедрением резины. Специальная угловая канавка защищает аппарат от попадания грязи (1). Крышка микрофона снабжена пятью отверстиями для лучшего проникновения звука (2). Аппараты **AMP** имеют гидрофобное и олеофобное нанопокрытие, прекрасно защищающее от вредного воздействия ушной серы.

Все вышеперечисленное делает аппараты **AMP** более удобными, надежными и долговечными!



micro tech



Абсолютно
невидимые
слуховые аппараты

A·M·P™

Настоящее американское качество!

Тел.: +7 (4872) 23-10-60, 23-12-33
www.comsluh.ru

AMP

Microtech представляет абсолютно невидимый и максимально надежный **внутриканальный аппарат AMP!**

Он помогает хорошо слышать и при этом совершенно незаметен в ухе.

Аппараты **AMP** оснащены самыми современными цифровыми технологиями и гарантируют великолепное звучание в любых акустических ситуациях, даже при наличии сильного фонового шума.

AMP — это идеальное решение для тех, кто впервые решил надеть слуховой аппарат.

Функциональные возможности



Полностью цифровой **4-х канальный** слуховой аппарат.



Слуховой аппарат имеет **широкополосное подавление обратной связи**.



Эластичные вкладыши обеспечивают циркуляцию воздуха и уменьшают окклюзию.



Используется **элемент питания 10**.



Вы можете включать и выключать слуховой аппарат **AMP**, а также регулировать громкость при помощи **магнитного жезла**.



Простота программирования



Настраивается при помощи **специального приложения** либо в режиме онлайн.



Для удобства настройки разработаны **три программы настройки**.




Вы надеваете наушники — приложение использует **двухтональные многочастотные сигналы для настройки аппарата**.



Вы уходите от сурдолога с аппаратом **AMP** в день покупки!

Расположение аппарата в ушном канале



Особенности дизайна аппарата

Каждый аппарат **AMP** продается в комплекте с магнитным жезлом и чехлом для жезла.

Магнитный жезл регулирует громкость при продолжительном прикосновении к аппарату, а также включает и выключает его при кратком прикосновении.

Чехол жезла является прибором для удаления батарейки. Чтобы проделать данную операцию, необходимо извлечь из ножен черную часть жезла.

Благодаря модификациям, произведенным с магнитным жезлом, обеспечено максимально удобное переключение громкости, а также включение и выключение аппарата.

